

FICHE TECHNIQUE ISYCALM®



Descriptif

Les aphtes ou les plaies buccales peuvent causer des douleurs pendant toute la journée.

IsyCalm®, grâce à son film protecteur, soulage immédiatement la douleur.

Grâce à son stylet-précision exclusif, le produit peut être appliqué de façon simple et précise.

IsyCalm® intègre dans sa formule un polymère adhésif qui dépose un film imperceptible sur l'aphte ou la plaie.

Ainsi une barrière s'est formée qui va assurer une protection vis-à-vis de la salive, de la nourriture et des boissons acides. Un film protecteur unique, innovant et efficace. Testé cliniquement.

Composition

Eau, polymères synthétiques et naturels, polysaccharides adhésifs de mélèze, laureth-9, conservateurs, arômes. Ne contient ni xylitol, ni alcool. Sans parabènes.

Propriétés

IsyCalm® est un dispositif médical, Il n'a pas d'action pharmacologique.

La formule est une combinaison de polymères synthétiques et naturels avec des propriétés adhésives actives avec une inclusion de polysaccharides de mélèze pour une adhésion améliorée aux muqueuses.

Indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un des composants.

Exclusivement pour usage externe de la cavité buccale. Éviter tout contact avec les yeux.

Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ne pas dépasser la dose maximale ou une durée de 2 semaines.

Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement.

Utilisations

A renouveler plusieurs fois par jour si nécessaire. Un seul Stylet permet jusqu'à 40 applications.

Adultes (<12ans) : 3-10 applications par jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.

Enfants (2-12ans) : max. 3 applications par jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.

Mode d'emploi : En fonction de la taille de l'aphte, appuyer plus d'une fois.



Retirer le capot protecteur



Apuyer sur le bouton orange "Isycalm®": la juste dose est délivrée, la surface de l'aphte sera complètement recouverte



Localiser l'aphte ou la lésion à l'aide de l'embout arrondi



Rincer l'applicateur après utilisation, sécher puis repositionner le capot protecteur

Eviter de toucher avec la langue ou les doigts pendant quelques minutes afin que le film protecteur puisse se fixer.

Attention : Lorsque le stylet-précision est vide :

- Un point de couleur orange apparaît dans l'orifice à l'extrémité de l'embout.
- Il n'est plus possible d'appuyer sur le bouton-poussoir (de couleur orange).